



FLATLANDER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud Total		160 cm
Ancho Total		85 cm
Altura Total		140 cm
Distancia al Suelo		10-15 cm
Peso		187 Kg
Radio de Giro		320 cm
Ancho de Asiento		46 cm
Máx. Peso Soportado		190 Kg
Baterías de Gel (par)		24v 80 Ah
Velocidad Máxima		6,5-9,6 Km/h
Pendiente Máxima		Entre 12º/30º
Autonomía		32 km
Motor	Trasero	2 x 950 W
Tracción 2 Ruedas		Tri-Suspension
Opciones/Accesorios	Control con joystick/ Control con manillar y joystick/ Motores sumergibles/ prolongación de chasis/ Pantalla protectora para el aire/ Arnés de seguridad/ Cabestrante frontal/ Asiento de fibra de carbono y giratorio/ Luces adicionales/ Barra antivuelco superior/ Plataforma de posapiés ajustable/ Ruedas Monster	

Colores Disponibles

