

Afiscooter SE Monoplaza



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Longitud Total		158 cm
Ancho Total	Ruedas Standard	73 cm
Altura Total	Sin capota	124 cm
	Con capota	202 cm
Distancia al Suelo		12.5 cm
Peso	Sin baterías	99 Kg
	Con baterías	146 Kg
	Incr. Capota	+ 12 Kg
Radio de Giro		115 cm
Ancho de Asiento		46 cm
Máx. Peso Soportado		200 Kg
Autonomía		45 Km
Velocidad Máxima		15 Km/h
Pendiente Máxima		20%
Motor	Tracción trasera	2 x 1,300 W
Tipo de Rueda		Neum. (1,7 bar)
Tamaño Rueda	delantera	4.75x10"
	Trasera	4.75x12"
Opciones/Accesorios	Capota / Asiento doble de 85" / Maletero trasero abierto	