




## PANDHORA EP3 CROSS



CODIGO	DESCRIPCION	PVP RECOM
PND-P3-CRS36	<p><b>Propulsor eléctrico para silla de ruedas modelos PANDHORA EP3 CROSS</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Equipamiento de Serie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rueda de 10 " FAT.</li> <li>- Motor de 500 W.</li> <li>- Batería de Litio de 36 V 13 Ah.</li> <li>- Pantalla LCD color.</li> <li>- Soporte de aparcamiento integrado.</li> <li>- Freno de disco electrohidráulico</li> <li>- Luz delantera Led.</li> <li>- Marcha Atrás.</li> <li>- Gancho para bolsa</li> </ul>	4.350,00 €
PND-P3-CRS48	<p><b>Propulsor eléctrico para silla de ruedas modelos PANDHORA EP3 CROSS PLUS</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><u>Equipamiento de Serie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rueda de 10 " FAT.</li> <li>- Motor de 1000 W.</li> <li>- Batería de Litio de 48V 16 Ah.</li> <li>- Pantalla LCD color.</li> <li>- Soporte de aparcamiento integrado.</li> <li>- Doble Freno de disco electrohidráulico</li> <li>- Luz delantera Led.</li> <li>- Marcha Atrás.</li> <li>- Control de Crucero.</li> <li>- Botón de freno estático regenerativo.</li> <li>- Gancho para bolsa</li> </ul>	5.750,00 €

TIPO DE CONEXIÓN					
PND-P3-TPL	Soporte de Conexión Lateral	<input type="checkbox"/>		s/c	
PND-P3-TPC	Soporte de Conexión Central	<input type="checkbox"/>		550,00 €	
COLOR DEL MARCO					
PND-P3-CMN	Negro	<input type="checkbox"/>		s/c	
PND-P3-CMA	Azul	<input type="checkbox"/>		300,00 €	
PND-P3-CMP	Púrpura	<input type="checkbox"/>		300,00 €	
PND-P3-CMC	Personalizado (indicar RAL)	<input type="checkbox"/>	RAL ( )	500,00 €	
CONFIGURACIÓN DEL MANILLAR					
Tipo de Manillar					
PND-P3-TMS	Manillar Standard	<input type="checkbox"/>		s/c	
PND-P3-TMP	Manillar Plegable	<input type="checkbox"/>		90,00 €	
PND-P3-TMT	Manillar Tetra Start & Stop	<input type="checkbox"/>		550,00 €	
Configuración Manillar Standard					
PND-P3-MFE	Maneta de Freno Electrohidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	s/c
PND-P3-DMFE	Doble Maneta de Freno Electrohidráulico + Control de Crucero (De serie en versión Plus)	<input checked="" type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/> Lado derecho	600,00 €
PND-P3-PLS	Palanca de Liberación Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	s/c
PND-P3-PLC	Palanca de Liberación Confort	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	65,00 €
PND-P3-APÑ	Acelerador de puño	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/> Lado derecho	s/c
PND-P3-APV	Acelerador de pulgar vertical	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	s/c
PND-P3-APH	Acelerador de pulgar horizontal	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	s/c
PND-P3-ESS	Botón ESS (Start&Stop)	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	200,00 €
PND-P3-BMA	Botón marcha atrás	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/> Lado derecho	s/c
PND-P3-BTM	Botón Multifunción	<input checked="" type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	s/c
PND-P3-RBS	Botón freno estático regenerativo RBS (De serie en versión Plus)	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/> Lado derecho	65,00 €
PND-P3-CC	Botón de control de crucero CC (De serie en versión Plus)	<input checked="" type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	65,00 €
PND-P3-ER	Espejo retrovisor Unidad (De serie en versión Plus)	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/> Lado derecho	35,00 €
PND-P3-SMI	Soporte de Muñeca inferior para Manillar Tetra (unidad)	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	85,00 €
PND-P3-SMS	Soporte de Muñeca superior para Manillar Tetra (unidad)	<input type="checkbox"/>	Lado izquierdo	<input type="checkbox"/> Lado derecho	85,00 €
OTROS ACCESORIOS Y OPCIONES					
PND-P3-BF	Bolsa frontal	<input type="checkbox"/>		50,00 €	
PND-P3-BA36V	Batería de avión 36 V 288 Wh	<input type="checkbox"/>		750,00 €	
PND-P3-BA48V	Batería de avión 48 V 288 Wh	<input type="checkbox"/>		750,00 €	
PND-P3-CBRC	Funda protectora brazos laterales (par)	<input type="checkbox"/>		70,00 €	
PND-P3-CRP	Funda protectora brazos frontales (par)	<input type="checkbox"/>		50,00 €	
PND-P3-BV	Bolsa de viaje para transporte EP3	<input type="checkbox"/>		200,00 €	
CONTROLADOR IA					
PND-P3-CIAS	<b>Controlador IA Standard</b>	<input type="checkbox"/>		600,00 €	
	ESS 2.0 - Start & Stop Electrónico DCC - Control de crucero dinámico PEB - Freno electrónico progresivo DAS - Control de tracción dinámico ECO - Optimizador de consumo de energía PPS - Software personalizable con protección por contraseña				
PND-P3-CIAA	<b>Controlador IA Avanzado</b>	<input type="checkbox"/>		950,00 €	
	ESS 2.0 - Start & Stop Electrónico DCC - Control de crucero dinámico PEB - Freno electrónico progresivo DAS - Control de tracción dinámico ECO - Optimizador de consumo de energía PPS - Software personalizable con protección por contraseña DDR- Radar direccional dinámico				